

MODELLO	MAG2000	
VERSIONE	MAGNETOTERAPIA BASSA FREQUENZA ALTA INTENSITA'	
<p>DOTAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAG2000 • Fascia elastica terapeutica • Alimentatore medicale • Manuale d'uso e posizioni fascia • Borsa per il trasporto 		

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

MAG 2000 è il nuovo fiore all'occhiello della nuova linea di prodotti per magnetoterapia interamente progettati e realizzati dal reparto R&D di Iacer. L'esperienza acquisita con il modello My Mag e gli ottimi risultati terapeutici di questo dispositivo ci hanno spinto a migliorarlo e a renderlo ancora più performante mantenendo la semplicità d'uso che da sempre contraddistingue i nostri prodotti.

MAG2000 è la naturale evoluzione di My Mag, da cui eredita la fascia elastica terapeutica a tre solenoidi e i due canali d'uscita che permettono di trattare in maniera indipendente due zone del corpo.

MAG2000 è dotata di 20 programmi preimpostati identificati dal nome delle patologie più comuni (osteoporosi, periartrite etc), 14 programmi identificati dalla frequenza di lavoro (da 1 a 100 Hertz) e un programma Autoscan a variazione continua di frequenza per il trattamento di tessuti molli e tessuti duri nella stessa seduta di terapia.

MAG2000 permette di impostare liberamente l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi, con valori massimi **fino a 300 Gauss sulle due uscite (150 Gauss per uscita)** nei programmi con frequenze di lavoro da 1 a 100 Hertz.

MAG2000 è un dispositivo medico CE0476.

PROGRAMMI

Osteoporosi	Nev. intercost.	1 Hz	70 Hz
Artrosi	Lombalgia	3 Hz	80 Hz
Artrite	Sciatalgia	5 Hz	90 Hz
Cefalea	Nev. trigemino	10 Hz	100 Hz
Nevralgie	Ulcere varicose	15 Hz	Autoscan
Cervicalgia	Periartrite	20 Hz	
Distorsioni	Coxartrosi	30 Hz	
Fratture	Atrofia musc.	40 Hz	
Cicatrizzazioni	Cont. muscolari	50 Hz	
Ulcere	Osteonecrosi	60 Hz	

Dimensioni apparecchio: 180 x 110 x 50 mm